

Haben Sie Fragen zum Sortiment  
Unsere Info-Hotline: 040 - 538 997 0

Qualitätsprodukte von PARAM -  
Der Hilfsmittelspezialist seit 85 Jahren.



# Verband- kästen

## Austauschsets & Einzelartikel

gültig ab April 2021



a PHOENIX company

Auch Einzelartikel  
zum Auffüllen erhältlich



Verbandkasten Betrieb + Austauschset

Auto-Verbandtasche 3in1

Auto-Verbandkasten Motorrad-Verbandtasche Auto-Verbandtasche Fahrrad-Verbandtasche

## PARAM Verbandkästen / Verbandtaschen komplett

PZN	Inhalt	Artikelbezeichnung	Beschreibung
04866179	1 Stk.	<b>KFZ Verbandkasten</b> Inhalt nach DIN 13164	Verbandkasten Kunststoff schwarz, mit Auto-Motivbild
14169300	1 Stk.	<b>KFZ Verbandtasche 3in1</b> Inhalt nach DIN 13164, inkl. Warndreieck und Warnweste	Verbandtasche schwarz, ca. 11 x 45 x 10 cm, Reißverschluss, inkl. Warndreieck und Warnweste
08453770	1 Stk.	<b>KFZ Verbandtasche</b> Inhalt nach DIN 13164	Verbandtasche schwarz, mit Auto-Motiv, 24 x 13 x 5 cm, Reißverschluss
06811834	1 Stk.	<b>MOTORRAD-Verbandtasche</b> Inhalt nach DIN 13167	Verbandtasche schwarz, für Motorräder, Reißverschluss
03071845	1 Stk.	<b>FAHRRAD-, WANDERN-, SPORT-Verbandtäschchen</b>	kleine Verbandtasche für Freizeit, 17 x 11 x 2 cm, incl. Pflaster, Handschuhe, Rettungsdecke, Mullbinde, Reißverschluss, Klettverschluss
09235259	1 Stk.	<b>BETRIEB Verbandkasten</b> Inhalt nach DIN 13157	Verbandkasten Kunststoff schwarz, mit Farbmotiv, inkl. Wandhalterung, für Betriebe 1-50 Personen (betriebsabhängig)* z.B. Büro, Baustelle, Schule, Kindergarten

## PARAM Austauschartikel-Sets

PZN	Inhalt	Artikelbezeichnung	Beschreibung
04866216	1 Stk.	<b>KFZ Verbandkasten-Füllung</b> , Inhalt nach DIN 13164	Komplett-Füllung für KFZ-Verbandkasten- oder Tasche
09235288	1 Stk.	<b>KFZ Austauschset-Sterilteile</b> nach DIN 13164	Austauschset aller KFZ-Sterilteile
12725091	1 Stk.	<b>KFZ Austauschset-PLUS</b> Inhalt nach DIN 13164	Austauschset aller KFZ-Sterilteile incl. Pflaster, Handschuhe, Reinigungstücher
09235265	1 Stk.	<b>BETRIEB Verbandkasten-Füllung</b> , Inhalt nach DIN 13157	Komplett-Füllung für BETRIEB-Verbandkasten 1-50 Personen (betriebsabhängig)*
09235271	1 Stk.	<b>BETRIEB Austauschset-Sterilteile</b> nach DIN 13157	Austauschset aller BETRIEB-Sterilteile

## Verbandbuch

PZN	Inhalt	Artikelbezeichnung	Beschreibung
14269993	1 Stk.	<b>Verbandbuch DGUV</b> Vorschrift 1	Format: Din A 5, zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Maßnahmen nach DGUV Vorschrift 1

\* Verbandkasten-Verteilung in Betrieben siehe Rückseite 3



## PARAM Einzelartikel zum Auffüllen von Verbandkästen und Verbandtaschen

PZN	Inhalt	Artikelbezeichnung	Beschreibung
13058277	1 Stk.	Augenkomresse steril	Sterile Augenkomresse, 5 x 7 cm
13058774	1 Stk.	Dreiecktuch DIN 13168-D	Dreiecktuch aus Vliesstoff, 96 x 96 x 136 cm
04838800	1 x 4 Stk.	Einmalhandschuhe DIN EN 455	Vinyl Einmal-Schutzhandschuhe in Größe L
04816046	1 Stk.	Erste Hilfe Broschüre	Erste Hilfe Broschüre
03855647	1 Stk.	Fixier-Mullbinde DIN 61634	Mullbinde elastisch, in Zellglas, 60% Baumwolle / 40% Polyamid 4 m x 6 cm
03855707	1 Stk.	Fixier-Mullbinde DIN 61634	Mullbinde elastisch, in Zellglas, 60% Baumwolle / 40% Polyamid 4 m x 8 cm
13058308	1 x 2 Stk.	Folienbeutel verschliessbar	Folienbeutel verschliessbar, 30 x 40 cm
13058254	1 x 2 Stk.	Hautreinigungstücher	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut
13058231	1 Stk.	Heftpflasterspule DIN 13019	Heftpflaster-Rolle, 5 m x 2,5 cm
04849867	1 Stk.	Lister-Schere DIN 58279-A 145	Schere, gebogen, 14,5 cm für KFZ-Verbandkasten
16654703	1 Stk.	Lister-Schere DIN 58279-B 190	Schere, gebogen, 19,0 cm für BETRIEB-Verbandkasten
03856109	5 x 2 Stk.	PARAM Mullkomresse	Baumwoll Mullkomresse steril, 10 x 10 cm

## PARAM Einzelartikel zum Auffüllen von Verbandkästen und Verbandtaschen

PZN	Inhalt	Artikelbezeichnung	Beschreibung
13058225	1 Stk.	Pflastersortiment DIN 13019-E	4 Pflasterabschnitte 10 x 6 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 2 Fingerverbände 12 x 2 cm, 2 Fingerkuppenverbände
04821509	1 Stk.	Rettungsdecke	Rettungsdecke, 210 x 160 cm silber- und goldfarbene Seite
13058260	1 Stk.	Sofort-Kälte-Komresse	Sofort-Kälte-Komresse 15 x 17 cm
04866245	1 Stk.	Verbandpäckchen DIN 13151-K (klein)	Kleines Verbandpäckchen steril 6 x 8 cm
04866251	1 Stk.	Verbandpäckchen DIN 13151-M (mittel)	Mittleres Verbandpäckchen steril 8 x 10 cm
04866239	1 Stk.	Verbandpäckchen DIN 13151-G (gross)	Grosses Verbandpäckchen steril 10 x 12 cm
13058248	1 Stk.	Verbandtuch steril DIN 13152-BR	Verbandtuch, steril 40 x 60 cm
04817442	1 Stk.	Verbandtuch steril DIN 13152-A	Verbandtuch, steril 60 x 80 cm
13058283	1 x 5 Stk.	Vliesstofftücher	Vliesstofftücher, 20 x 30 cm
10305290	1 Stk.	Warnweste orange DIN EN 471	Warnweste orange lt. DIN Norm



Inhaltsangabe/ Füllung nach DIN:



		Verbandkasten für Betriebe DIN 13157	Austauschset Sterilteile für Betriebe DIN 13157	Motorrad Verbandtasche DIN 13167	KFZ Verbandkasten und Verbandtaschen DIN 13164	Austauschset für KFZ Sterilteile DIN 13164	Austauschset PLUS für KFZ DIN 13164
		<b>PZN 09235259</b> Verbandkasten <b>PZN 09235265</b> Komplettfüllung	<b>PZN 09235271</b>	<b>PZN 06811834</b>	<b>PZN 04866179</b> Kasten <b>PZN 08453770</b> Tasche <b>PZN 14169300</b> Tasche 3in1* <b>PZN 04866216</b> Komplettfüllung	<b>PZN 09235288</b>	<b>PZN 12725091</b>
<b>PZN 13058277</b>	Augenkomresse, steril	2 Stück	2 Stück				
<b>PZN 13058774</b>	Dreiecktuch DIN 13 168-D	2 Stück			1 Stück		
<b>PZN 04838800</b>	Einmalhandschuhe DIN EN 455	4 Stück		4 Stück	4 Stück		1 Set
<b>PZN 04816046</b>	Erste-Hilfe-Broschüre	1 Stück		1 Stück	1 Stück		
<b>PZN 03855647</b>	Fixier-Mullbinde DIN 61634, 4 m x 6 cm	2 Stück			2 Stück		
<b>PZN 03855707</b>	Fixier-Mullbinde DIN 61634, 4 m x 8 cm	2 Stück			3 Stück		
<b>PZN 13058308</b>	Folienbeutel	2 Stück					
<b>PZN 13058254</b>	Hautreinigungstücher				2 Stück		2 Stück
<b>PZN 13058231</b>	Heftpflasterspule DIN 13 019-A, 5 m x 2,5 cm	1 Stück		1 Stück	1 Stück		
<b>PZN 16654703</b>	Lister-Schere DIN 58 279-B 190	1 Stück					
<b>PZN 04849867</b>	Lister-Schere DIN 58 279-A 145			1 Stück	1 Stück		
<b>PZN 03856109</b>	Mullkomresse 100 mm x 100 mm, steril	6 Stück	6 Stück		6 Stück	6 Stück	6 Stück
<b>PZN 13058225</b>	Pflastersortiment 14-teilig, DIN 13 019: 4 Pflasterabschnitte 10 x 6 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 2 Fingerverbände 12 x 2 cm, 2 Fingerkuppenverbände	2 Sets		1 Set	1 Set		1 Set
<b>PZN 04821509</b>	Rettungsdecke, Gold/Silber, 2100 mm x 1600 mm	1 Stück		1 Stück	1 Stück		
<b>PZN 13058260</b>	Sofort-Kälte-Komresse, Fläche min 200 cm <sup>2</sup>	1 Stück					
<b>PZN 04866245</b>	Verbandpäckchen DIN 13 151-K, steril	1 Stück	1 Stück		1 Stück	1 Stück	1 Stück
<b>PZN 04866251</b>	Verbandpäckchen DIN 13 151-M, steril	3 Stück	3 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
<b>PZN 04866239</b>	Verbandpäckchen DIN 13 151-G, steril	1 Stück	1 Stück		1 Stück	1 Stück	1 Stück
<b>PZN 04817442</b>	Verbandtuch DIN 13 152-A, steril	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
<b>PZN 13058248</b>	Verbandtuch DIN 13 152-BR, steril				1 Stück	1 Stück	1 Stück
<b>PZN 13058283</b>	Vliesstofftücher, 5 Stück, 20 x 30 cm	1 Packung					

Verbandkastenverteilung in Betrieben siehe Rückseite

\* Zusätzlich zur DIN-Füllung enthaltene Artikel siehe Seite 2 unter den Produktbeschreibungen.



## Übersicht ERSTE HILFE-Material in Betrieben:

Die Arbeitsstätten-Regel ASR A4,3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ Stand 2017 erklärt, wie Betriebe je nach Anzahl der Beschäftigten und deren Tätigkeitsfeldern mit Verbandkästen/ Verbandtaschen mit Erste-Hilfe-Material ausgestattet sein müssen.

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der bereitzuhaltenden Kästen/Taschen nach DIN 13157	Anzahl der bereitzuhaltenden Kästen/Taschen nach DIN 13169
Verwaltung, Handel, Büro, Schule und Kindergarten	1 - 50	1 x	
	51 - 300	2 x	oder 1 x
	301 - 600	4 x	oder 2 x
Herstellung, Verarbeitung und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1 x	
	21 - 100	2 x	oder 1 x
	101 - 200	4 x	oder 2 x
Baustellen	1 - 10	1 x	
	11 - 50	2 x	oder 1 x
	51 - 100	4 x	oder 2 x
Sonstige	-	1 x	-

### Hinweise:

#### Verbandkästen DIN-Austauschmöglichkeit:

2 Verbandkästen mit Füllung nach DIN 13157 ersetzen 1 Verbandkasten/Verbandkoffer mit Füllung nach DIN 13169. Dasselbe gilt für die Austausch-Füllungen.

#### Verbandkastenverteilung:

Verbandkästen auf der Arbeitsfläche müssen so verteilt werden, dass sie von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens 1 Geschosshöhe entfernt liegen.